

81
棚・作業台82
洗浄ラック83
カート・台車84
ユニラーム85
厨房消耗品86
清掃・衛生用品79
店舗備品・インテリア80
防店
防災備品

手を触れず安心除菌

衛生的なタッチフリーで 感染リスクを低減

手をかざすだけで薬液を吐出す赤外線センサー方式。スプレー、ジェル、泡の3タイプの薬液に対応しており、ボトルごと取り換え可能で交換も簡単。ECOモード搭載で、待機電力を低減します。



①アルボース オートディスペンサー 手洗い用

ページコード	商品コード	価格
5-2463-0101	1191200	¥12,300

外寸:134×103×H251

重量:0.8kg

材質:ABS樹脂、POM樹脂

- ハンドソープ用オートディスペンサー
- タッチフリー(手をかざすと自動で薬液が吐出します)

※専用ボトルは別売りです。

※単3電池4本使用(別売り)



②アルボース オートディスペンサー 消毒用

ページコード	商品コード	価格
5-2463-0201	1191210	¥12,300

外寸:134×103×H251

重量:0.8kg

材質:ABS樹脂、POM樹脂

- 手指消毒用アルコールオートディスペンサー
- タッチフリー(手をかざすと自動で薬液が吐出します)

※専用ボトルは別売りです。

※単3電池4本使用(別売り)



③アルボース オートディスペンサー用 泡ボトル

ページコード	商品コード	価格
5-2463-0301	1191230	¥660

外寸:98×61×H193

重量:68g

材質:ボトル/PE、ポンプ/PP

- オートディスペンサー用泡ハンドソープ用容器

※中身は入っていません。



④アルボース オートディスペンサー用 スプレーボトル

ページコード	商品コード	価格
5-2463-0401	1191240	¥660

外寸:136×62×H180

重量:66g

材質:ボトル/PE、ポンプ/PP

- オートディスペンサー用液体手指消毒剤用 汎用容器

※中身は入っていません。

消毒用アルコール



⑤アルコール手指消毒剤 アルボースジェル 500ml

ページコード	商品コード	価格
5-2463-0501	1191290	¥1,750

外寸:130×61×H171

重量:0.49kg

- オートディスペンサー用ジェル状手指消毒剤
- ディスペンサー専用ポンプ付

手洗い石鹼



⑥アルボース 弱酸性泡ハンドソープ 500ml

ページコード	商品コード	価格
5-2463-0601	1191280	¥800

外寸:98×61×H193

重量:0.59kg

- オートディスペンサー用弱酸性泡ハンドソープ
- ディスペンサー専用泡ポンプ付

関連商品



⑪アルボース オートディスペンサー用 スタンド

ページコード	商品コード	価格
5-2463-1101	1191220	¥17,800

外寸:350×350×H1,116

重量:4.9kg

材質:スチール

- オートディスペンサー専用スタンド

●底アジャスター付



⑫アルボース オートディスペンサー用 受け皿

ページコード	商品コード	価格
5-2463-1201	1191250	¥570

外寸:121×161×H24

重量:61g

材質:PP樹脂

- ディスペンサー用受皿



⑬アルボース オートディスペンサー用 ACアダプター

ページコード	商品コード	価格
5-2463-1301	1191260	¥3,300

外寸:32×78×H48

重量:142g

- オートディスペンサー用ACアダプター

●PSE認証済み

⑧薬用泡ハンドソープ ケアマイルド せっけんの香り 4kg

ページコード	商品コード	価格
5-2463-0801	4670200	¥4,800

弱酸性

- すすぎのよい、すっきりとした使用感
- 殺菌成分(イソプロピルメチルフェノール)配合
- しつかりと殺菌効果を発揮
- 保湿成分(DLヒドロコクカルボン酸ナトリウム、プロピレングリコール)配合で手肌にうるおいを残します。

⑨手指消毒液 アルボース 4ℓ

ページコード	商品コード	価格
5-2463-0901	6618910	¥11,000

有効成分:ベンザルコニウム塩化物(0.05%)

- その他成分:エタノール
- オキシキンシテラノリンなど
- 手洗いの速効性手指消毒液。3種類の保湿剤が手に潤いを与えるだけでなく、さらさら・すべすべ感も与えます。
- 使用済みボトルの廃棄処理を軽減する減容ボトルを採用

⑩手指消毒剤 ハンドアルサワーNL 4ℓ

ページコード	商品コード	価格
5-2463-1001	1078150	¥7,500

食品添加物

- 成分:エタノール(76.9~81.4v/v%)
- セタノール、濃グリセリン、
- トコフェロール酢酸エスチル、
- 無水クエン酸、リン酸
- ノンエンベロープに対しても不活性効果があります。